

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Functionele elegantie in de verpleging



## SafeLift

Kleine handgreep, groot effect





# Mobiliteit verbeteren en behouden

SafeLift | Revolutionaire bedbediening voor de bewoner

Het belangrijkste doel in de intramurale ouderenzorg is het behouden en verbeteren van de mobiliteit van de bewoners. Bij mobielere bewoners is het risico op vallen kleiner, bijbehorende aandoeningen zoals doorligwonden worden voorkomen en de gezondheidstoestand blijft optimaal. Zo groeit het gevoel van eigenwaarde van de bewoner en zelfstandig leven wordt minder beperkt.

SafeLift kan heel eenvoudig worden bediend, zodat de bewoner zijn bed zelfstandig van positie kan veranderen en in de voor hem optimale mobilisatiepositie kan brengen. Bovendien kan hij bij het opstaan op de SafeLift-greep leunen. Hierdoor wordt de zelfmobilisatie van de bewoner bevorderd, hoeft het personeel minder vaak te worden opgeroepen om het bed te verstellen en wordt het verplegend personeel ontlast.



Eenvoudige bedbediening voor de bewoner



Opsta- en mobilisatiehulp



Controller zonder kabel of batterij



Individueel aan te passen op iedere bewoner



# Eenvoudige bedbediening & veilige mobilisatie

SafeLift | Productvoordelen op een rijtje



01

Verstelknoppen voor bedhoogte en rugleuning  
alleen de functies die de bewoner echt nodig heeft

02

Grote knoppen  
voelbaar en fluorescerend

03

Vaste positie op een SafeFree®-bedhek  
daardoor snel te vinden

04

GO-knop  
om te voorkomen dat het bed onbedoeld van positie verandert

05

360° draaibaar  
en flexibel verschuifbaar op het SafeFree®-bedhek

06

Ergonomisch design  
geschikt voor elk type hand en de bedieningsknoppen zijn makkelijk te bereiken

07

Hoge stabiliteit  
zorgt voor goede ondersteuning bij het opstaan



## Mobilisatie- en opstahulp

De bewoner kan zijn bed zelfstandig in een optimale uitstappositie brengen en op de SafeLift leunen.



## Geen kabels en batterijen

Dankzij gevestigde draadloze technologie heeft de SafeLift-greep geen storingsgevoelige kabels.



## Automatisch nachtlucht

en fluorescerende knoppen voor een betere oriëntatie in het donker.





# SafeLift – kleine handgreep, groot effect

Meerwaarde voor bewoners, verplegend personeel en management

+ Bewoners



+ Verplegend personeel



+ Management



## Mobilisatie en zelfstandigheid


- Voor de bewoner bereikbaar vanuit een liggende positie, individueel positioneerbaar en bruikbaar als steun
- Valpreventie – geen struikelgevaar door los hangende kabels
- Positie van de SafeLift-greep individueel per bewoner instelbaar
- Geschikt voor rechts- en linkshandigen en voor zowel links als rechts uit bed stappen
- Automatisch nachtlicht zorgt voor betere oriëntatie in het donker

## Bevordert mobiliteit en ontlast verpleging volgens de norm van experts

- Bevordert mobiliteit en zelfstandigheid van de bewoner
- Ook voor verplegend personeel altijd binnen handbereik voor routinehandelingen, de verpleegposities gaan zoals gebruikelijk via de handbediening
- Automatisch nachtlicht
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap op ieder SafeFree®-beddek
- Zeer eenvoudig in te stellen op de persoonlijke behoeften van de bewoner
- Verplegend personeel wordt ontlast door minder oproepen voor verandering bedpositie

## Flexibiliteit en efficiëntie

- Lage vervolgcosten – geen storingsgevoelige kabels en geen batterij
- De SafeLift-greep kan zonder gereedschap op ieder SafeFree®-beddek worden aangebracht
- Kan onafhankelijk van het model bed worden gebruikt
- Compatibel met het beduistaphulpstelsel SafeSense®
- Kan achteraf worden gemonteerd op alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff met SafeFree®-beddekken



Members of LINET Group

**wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl**

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen  
Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464  
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

**wissner-bosserhoff Nederland B.V.**

Amstelwijckweg 2 | 3316 BB Dordrecht  
Tel. +31 78 6521850 | Fax +31 78 6521855  
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

